

**Weinanalysen – einfach, rasch und sicher –
mit den bewährten Gerätesets von Hügli-Labortec**

**Keine Beobachtung von Farbumschlägen – manuelle Titration
mit Elektroden!**

Messgeräte von Hügli-Labortec:

- **Hügli-STD** Geräte-Set mit Magnetrührwerk und regelbarer Rührgeschwindigkeit (Abb. 1).
- **Hügli-ECO** Set, mit Magnetrührwerk und fixer Drehzahl – auch mit diesem sehr preiswerten Set werden genaue Resultate erzielt (Abb. 2)

**Mit beiden Geräte-Sets lassen sich – je nach
Ausrüstung - die folgenden Parameter bestimmen:**

- pH-Wert
- Temperatur
- Gesamtsäure
- freie schweflige Säure
- gesamte schweflige Säure
- Reduktone
- Vitamin C



Abb. 3 – Zubehör-Set

**Bei allen Sets von Hügli-Labortec ist
alles weitere Zubehör enthalten...**

- Elektroden-Schwenkarm
- Schnellmessende pH-Einstabmess-
kette* inkl. Verbindungskabel
* bei STD: ROSS®
- Elektrode zur Schwefelmessung inkl.
SO₂-Adapter und Verbindungskabel
- Zubehör und Glaswaren (Bechergläser,
Pipetten usw.).
- Alle Titrier-, Hilfs- & pH-Pufferlösungen

...damit Sie sofort mit den Messungen beginnen können!

Sogar die Vorort-Inbetriebnahme durch unsere Spezialisten ist in der Schweiz bei allen Sets inbegriffen!

Verlangen Sie unsere Preise.



Abb. 1 – STD Geräteset mit Magnetrührwerk (variable Drehzahl)



Abb. 2 – ECO Geräteset mit Magnetrührwerk (fixe Drehzahl)



Abb. 4 – Chemikalien-Set